

Spectra Sculpt - ORION

Potencia: MAX 5W

Tensión: 3V

Batería: 450 mAh

Frecuencia: 8000 ($\pm 10\%$) rpm

Peso neto: 100 g

Tamaño: 140 x 183 x 66 mm

Tiempo de espera: 45 días



ORION

El kit Spectra Sculpt® contiene: Dispositivo ORION | 4 Cable USB | Microfibra
Paño | 3 pares - 6 almohadillas conductoras Multiplex | Manual de usuario

Visítenos en www.spectrasculpt.com
para obtener más información sobre la tecnología Quantum EMS.
Patentado - Certificado CE, FCC y ROHS y FDA
Executive Standards: GBT36419-2018
SPECTRA SCULPT, Brandstrasse 31, 8952 Schlieren, Switzerland



ESPAÑOL

Spectra Sculpt tuvo una visión y logró un gran avance en el cuidado eficaz de la piel y el envejecimiento celular al apoyar la piel para el rejuvenecimiento profundo, la división celular y la reparación.

La frecuencia precisa y el impulso de nuestro programa inteligente integrado, desencadena la propia capacidad de la piel de regenerarse, lo que estimula otras adicionales, creando finalmente un bucle eficaz de rejuvenecimiento a través de las capas de la piel y el tejido muscular, permitiendo combatir la aparición de todos los signos de envejecimiento. ORION es un dispositivo de tonificación facial no invasivo de uso doméstico destinado a la cosmética.

ORION viene con un programa inteligente incorporado que se ejecuta durante 15 minutos, con un sistema EMS Quantum perfectamente calibrado, lo que permite a los usuarios ajustar el nivel de potencia para una comodidad personalizada.

-
- + Reducción de los pliegues nasolabiales
 - + Levantamiento de mejillas[CM1]
 - + Definición de la línea mandibular
 - + Reafirmación de la papada
 - + Levantamiento de cejas y párpados[CM2]
 - + Labios más carnosos y voluminosos
 - + Elevación de la comisura de los labios
 - + Reducción de la hinchazón general
 - + Reafirmación y tonificación de la zona periorbital del ojo
 - + Reducción considerable de las líneas de expresión y las arrugas
 - + Disminución de la celulitis
 - + Recuperación muscular

GARANTÍA

Qué necesitaremos:

Nombre completo

Dirección de envío

Número de teléfono

Producto a devolver

Número de serie (se encuentra en la parte posterior de la caja). Raspe el sello de seguridad para revelar el número de serie. Le sugerimos que anote su número de serie aquí para su registro. Número de serie:

Descripción del problema que está experimentando con su dispositivo.

Envíe la información anterior por correo electrónico a customercare@spectrasculpt.com para su verificación.

GARANTÍA

SPECTRA SCULPT fabrica sus productos con los más altos estándares. Cada dispositivo se somete a rigurosas pruebas de diseño, seguridad, inspección y calidad de cada componente antes de que lleguen a los consumidores.

Cada dispositivo SPECTRA SCULPT viene con un número de serie que certifica su autenticidad. Le aconsejamos que registre su dispositivo con su número de serie en www.spectrasculpt.com/register para garantizar una cobertura del 100%.

Si su dispositivo SPECTRA SCULPT no funciona correctamente o se daña durante el envío, por favor, siga nuestra política de garantía y devolución:

SPECTRA SCULPT reemplazará sus dispositivos calificados por la garantía. Cada dispositivo comprado incluye un (1) año de garantía para cualquier problema relacionado con el fabricante por el uso normal del dispositivo y no se renueva con dispositivos de reemplazo. Las garantías sólo son válidas si se devuelven dentro del período de vigencia de la garantía, con un número de serie y un recibo. La garantía se considerará nula si el producto ha sido sometido a un accidente, a un mal uso, a una reparación inadecuada o a cualquier otro uso no indicado en las instrucciones impresas.

Si no compró su dispositivo a través de nuestra página web, póngase en contacto directamente con el distribuidor

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

Asegúrese de cargar completamente ORION antes de usarlo. Ésto podría requerir hasta 8 horas. El tiempo de inactividad[CM1] después de una carga completa es de 45 días.

Conecte un extremo del cable USB a ORION y el otro extremo a un puerto de carga USB. La luz roja de ORION parpadeará durante la carga.

Limpie siempre el dispositivo con el paño de microfibra seco antes y después del uso.

Utilice ORION durante un 7-9 minutos, máximo de 15 minutos, de 4 a 5 veces por semana durante un mínimo de 6 semanas para observar una mejora significativa. Después de éste período, utilizar de 1 a 3 veces por semana para mantener los resultados o según se necesite. Los usuarios maduros, pueden continuar notando las mejoras durante un máximo de 4 meses.

La reducción de la celulitis y el estiramiento de la piel suelta alrededor de la rodilla y las piernas pueden verse en tan sólo 3 semanas. Siga utilizándolo durante un máximo de 15 minutos durante un mínimo de 6 semanas para una mejora continua.

Utilizar después de un día largo y/o piernas pesadas. Esperar un mínimo de 1 hora después del entrenamiento antes de utilizarlo con el fin de recuperarse.

Utilizar antes de cualquier evento para un efecto lifting[CM1] inmediato o para eliminar rápidamente la hinchazón matutina o el líquido acumulado durante 3-5 minutos.

Para familiarizarse con la sensación EMS cuántica por primera vez, coloque ORION alrededor de su cabeza y sostenga un cabezal de masaje a unos milímetros de distancia. Asegúrese de no tocar la parte metálica con los dedos. Encienda ORION y coloque lentamente el segundo cabezal de masaje en su cara.



Los conductores pueden colocarse en cualquier parte de ésta zona y no es necesario moverlos fuera de ella para dirigirse a todas las zonas faciales, incluido el cuello.

Reparación celular general | Nivel: 1 y 2
Circulación / tratamiento intenso | Nivel: 3

LEVEL 1
Low

LEVEL 2
Moderate

LEVEL 3
Max. + 8000 rpm

Aumente el tiempo de tratamiento y el nivel lentamente y deténgase donde le resulte confortable. Es posible que su piel sólo tolere una determinada cantidad de impulsos eléctricos en función de la densidad de su tejido.



Los conductores pueden colocarse en cualquier parte de ésta zona, alineados hacia delante o hacia atrás. No lo coloque directamente sobre la rodilla o la ingle.

Celulitis | Nivel: 3
Regeneración / recuperación | Nivel 1 y 2

GENERALIDADES

Su dispositivo Spectra Sculpt está diseñado únicamente para uso cosmético y para personas con buena salud. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

REACCIONES ADVERSAS

Algunos usuarios con piel sensible pueden experimentar irritación o hipersensibilidad de la piel debido a la estimulación eléctrica. La irritación puede evitarse generalmente reduciendo el nivel de intensidad y el tiempo de tratamiento.

Se han registrado reacciones alérgicas, irritación de la piel o quemaduras debajo de los electrodos con el uso de otros estimuladores musculares eléctricos. Si experimenta alguna reacción alérgica, irritación o quemadura, suspenda su uso.

NOTA IMPORTANTE

Cualquier consecuencia perjudicial derivada de un uso incorrecto, de la falta de cumplimiento de las instrucciones de seguridad, de la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, de la suciedad de los conductores o de cualquier otra aplicación inadecuada no es responsabilidad de Spectra Sculpt, ni de sus filiales o distribuidores.

ADVERTENCIA

Manipule ORION con cuidado. Contiene componentes electrónicos sensibles que pueden dañarse.

No deje caer ORION.

No lo utilice en ambientes con excesiva humedad o polvo denso.

No lo utilice en un entorno de más de 40°C o menos de 5°C

No cargue si el cable USB está dañado.

Manténgalo alejado del agua.

No utilice ORION si ha estado en contacto con el agua.

No limpie ORION con agua.

Manténgalo alejado del calor.

Manténgalo alejado del metal.

Mantener alejado de los niños.

Manténgase alejado de sustancias inflamables.

No desmonte ORION.

No utilizar para fines distintos a los especificados en el manual.

No utilizar mientras se maneja cualquier tipo de maquinaria.

No coloque imanes junto a ORION.

Tenga precaución cuando hay piel que carece de sensibilidad normal.



Lave suavemente su cara. No utilice ningún producto a base de aceite o productos pesados para el cuidado de la piel antes de su uso, ya que actuarán como barrera.

Los usuarios con vello facial o una cantidad excesiva de vello facial deben afeitarse antes del tratamiento, ya que el vello puede interferir con la conductividad y puede causar irritaciones.

Quítese cualquier joya y/o piercing antes de su uso. Utiliza las almohadillas de gel multiconductor bajo los conductores. Las almohadillas son 10-15 veces reutilizables

Limpiar el dispositivo con el paño de microfibra seco. Coloque la almohadilla de gel conductora múltiple sobre los conductores.

Coloque ORION alrededor de su cabeza y asegúrese de que ambos cabezales de masaje están bien posicionados en sus mejillas.

Ajuste las asas según su comodidad.

Como alternativa, ORION puede colocarse en la parte inferior del muslo, para ayudar a combatir la celulitis y la flacidez de la piel.



Disfrute de su tratamiento durante un 7-9 minutos, máximo de 15 minutos. Modifique el tiempo según su comodidad. La tolerabilidad puede variar de un usuario a otro. El tratamiento nunca debe ser desagradable!

IMPORTANTE: Empiece el tratamiento lentamente. Si es la primera vez que utiliza ORION, comience con 3-5 minutos en el nivel 1 y vaya aumentando para evitar la sobreestimulación y/o la irritación.



MODO DE FUNCIONAMIENTO

Para encenderlo[, pulse prolongadamente el botón durante 2 segundos. Se escuchará una señal sonora como confirmación.

Para pasar al nivel 2, pulse rápidamente el botón durante 1 segundo. Escuchará 2 señales sonoras como confirmación.

Para pasar del nivel 2 al 3, vuelva a pulsar rápidamente durante 1 segundo y escuchará 3 señales sonoras como confirmación.

Para apagarlo, pulse el botón durante 3 segundos. La luz roja se apagará, indicando que el apagado ha sido exitoso.

Cuando esté completamente cargada, la luz roja estará permanentemente encendida y dejará de parpadear.

En caso de batería baja, ORION emitirá una señal de alarma.

Después de 15 minutos, el ORION se apaga automáticamente por seguridad.

No exceda los 15 minutos en 24 horas, su cuerpo necesita tiempo para construir su nueva estructura.



SAFETY PRECAUTIONS

NO USAR si se dan las siguientes condiciones: Paciente con enfermedad cardíaca, marcapasos cardíaco o cualquier dispositivo electrónico implantado, fiebre alta, cáncer, historial reciente de cáncer, tumor, enfermedad infecciosa, herida reciente en la piel, cualquier tipo de enfermedad cutánea (acné, inflamaciones subcutáneas), enfermedad aguda, embarazo, quemaduras solares, vasodilatación, implantes metálicos, epilepsia y uso simultáneo de dispositivos médicos eléctricos o cualquier otro dispositivo eléctrico (por ejemplo, auriculares).

No lo utilice si tiene acné o es propenso a la inflamación de la piel o a cualquier afección cutánea.

No lo utilice sin almohadillas de gel conductoras si tiene la piel sensible.

No lo utilice si tiene implantes dentales metálicos o amalgamas metálicas.

No coloque los conductores en el cuello ni los acerque a los ojos/o la frente.

No lo utilice si tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones.

No lo utilice si se ha sometido recientemente a cirugía plástica u otras intervenciones quirúrgicas.

Deje de usarlo inmediatamente si tiene dolor de cabeza persistente, si se siente irritado, mareado o acalorado. El tratamiento nunca debe ser desagradable.

No toque la parte metálica con los dedos durante su uso.

No se conocen los efectos a largo plazo de la estimulación.